



#3201

Tendencia a la Aglomeración

EVALUACIÓN DE LA TENDENCIA A LA AGLOMERACIÓN DE POLVOS EN ENSAYOS ACELERADOS A DISTINTAS TEMPERATURAS, HUMEDADES RELATIVAS Y PRESIONES

DESCRIPCIÓN

Las muestras de polvos pueden ser acondicionadas a diferentes temperaturas y humedades relativas, y con diferentes cargas. El ensayo permite evaluar la fracción de masa aglomerada en función del tiempo y de las condiciones de almacenamiento. Adicionalmente, se puede determinar humedades relativas de equilibrio y críticas.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

- Analizador de humedad OHAUS MB45
- Titulador automático Karl Fischer Metter Toledo
- Cámara de estabilidad con control de T y HR

APLICACIONES

Productos Farmacéuticos | Suplementos dietéticos | Cosméticos | Fitomedicamentos | Fertilizantes | Cereales | Alimentos | entre muchos otros polvos

CONTACTO

Oficina de Transferencia
de Tecnología

✉ ott@plapiqui.edu.ar

🌐 plapiqui.edu.ar/ott

☎ +54 291 4037200 - Int 217/214

📞 +54 9 291 4261644