

#3202

Ensayo in Vitro de Mucoadhesión

PROPIEDADES DE MUCOADHESION DE POLVOS INHALABLES

DESCRIPCIÓN

El ensayo permite evaluar la máxima fuerza de adhesividad necesaria para separar una muestra de polvo desde un modelo de mucosa, este valor se puede correlacionar con el tiempo de residencia del material en el pulmón.

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

•TA Plus Lloyd Instruments, Analizador de textura.

APLICACIONES

Productos Farmacéuticos | Polímeros | Polvos inhalables.

CONTACTO

Oficina de Transferencia
de Tecnología

✉ ott@plapiqui.edu.ar

🌐 plapiqui.edu.ar/ott

☎ +54 291 4037200 - Int 217/214

📞 +54 9 291 4261644