



#5203

Desintegrador (SCOUT)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo para determinar el tiempo de desintegración de formas farmacéuticas sólidas como comprimidos y cápsulas, conforme a farmacopeas internacionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cesta para 6 comprimidos
- Temperatura de operación: $37 \pm 0,5$ °C
- Frecuencia: 30 ± 1 ciclos/min

APLICACIONES

- Control de calidad de productos farmacéuticos, desarrollo galénico y validación de formulaciones.

SERVICIOS ASOCIADOS

3204 - 3207

CONTACTO

Oficina de Transferencia
de Tecnología

✉ ott@plapiqui.edu.ar

🌐 plapiqui.edu.ar/ott

☎ +54 291 4037200 - Int 217/214

📠 +54 9 291 4261644