



#5207

Impactador en cascada NGI (COPLEY SCIENTIFIC)

DESCRIPCIÓN

El impactador en cascada de múltiples etapas permite determinar la distribución de tamaño aerodinámico de aerosoles farmacéuticos de administración inhalatoria. Su uso se encuentra descripto en farmacopeas internacionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de caudal 15 - 100 L/min.
- Accesorios: TPK 100i

APLICACIONES

- Ensayos de caracterización de sistemas de administración inhalatoria (inhaladores presurizados de dosis medida, inhaladores de polvo seco, soluciones y suspensiones para nebulización).
- Determinación de la mediana en masa del diámetro aerodinámico (MMAD).
- Determinación de la desviación geométrica estándar (GSD).
- Cuantificación de fracciones fina y respirable de partículas para distintos cortes de diámetro aerodinámico.

CAPACIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS

2208 - 3203 - 3208 - 3209

CONTACTO

Oficina de Transferencia
de Tecnología

✉ ott@plapiqui.edu.ar

🌐 plapiqui.edu.ar/ott

☎ +54 291 4037200 - Int 217/214

📠 +54 9 291 4261644