

#5216

Controlador de Flujo Crítico (TPK 100i) (Copley)

DESCRIPCIÓN

Equipo para controlar y monitorear el flujo crítico en ensayos aerodinámicos de productos farmacéuticos inhalables. Garantiza condiciones estandarizadas de tiempo de activación y volumen muestreado durante el testeo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de caudal: 30–100 L/min
- Medición de presión y caudal en tiempo real
- Pantalla digital para monitoreo continuo de parámetros
- Sensor de temperatura y humedad integrado

APLICACIONES

- Determinación de resistencia de inhaladores de polvo seco
- Estudios de dosis emitida y distribución de tamaño de partícula de aerosoles inhalables
- Pruebas de aerodinámica de aerosoles en control de calidad de productos inhalables

SERVICIOS ASOCIADOS

3203 - 3208 - 3209

CONTACTO

Oficina de Transferencia
de Tecnología

✉ ott@plapiqui.edu.ar

🌐 plapiqui.edu.ar/ott

☎ +54 291 4037200 - Int 217/214

📠 +54 9 291 4261644